

**ACCU-CHEK®**  
SmartGuide



**MOBILE DEVICE  
AND SMARTWATCH  
COMPATIBILITY**

**Kompatibilita s mobilnými zariadeniami**

Aplikácia Accu-Chek SmartGuide a aplikácia Accu-Chek SmartGuide Predict sú kompatibilné s väčšinou mobilných zariadení, ktoré podporujú nasledujúce systémové požiadavky.

Tieto systémové požiadavky kontrolujte pred inštaláciou a prevádzkou aplikácie na svojom mobilnom zariadení.

- Mobilné zariadenie musí podporovať technológiu Bluetooth Low Energy 5.0 alebo vyššiu.
- Mobilné zariadenie musí používať jednu z nasledujúcich verzií operačného systému (OS) (verzie beta operačného systému nie sú podporované):
  - V prípade telefónov iPhone musí byť verzia operačného systému iOS 15.3 alebo vyššia.
  - V prípade zariadení s operačným systémom Android musí byť verzia operačného systému Android 11 alebo vyššia.

**Kompatibilita s inteligentnými hodinkami**

Ak používate telefón iPhone, môžete použiť aplikáciu Accu-Chek SmartGuide v kombinácii s hodinkami Apple Watch.

V prípade hodínok Apple Watch musí byť verzia operačného systému watchOS 9 alebo vyššia.

Iné inteligentné hodinky nie sú s aplikáciou kompatibilné.

**Tlačená verzia**

Ak by ste chceli tlačenú verziu tohto dokumentu, kontaktujte zákaznicku podporu. Tlačená verzia je bezplatná a bude vám zaslaná do niekoľkých dní.

**Stiahnutie**

Stiahnite si tento dokument z internetu a uložte si ho do mobilného zariadenia pre situácie, keď nebude k dispozícii internetové pripojenie. Tento dokument je k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky [www.accu-chek.com](http://www.accu-chek.com).

ACCU-CHEK and ACCU-CHEK SMARTGUIDE are trademarks of Roche.  
Apple Watch, watchOS, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.  
App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.  
IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries.  
Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.  
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Roche is under license.  
All other product names and trademarks are the property of their respective owners.

© 2025 Roche Diabetes Care



Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany

[www.accu-chek.com](http://www.accu-chek.com)



Last update: 2024-12